




# ***Automatic Digital Blood Pressure Arm Monitor***


Model 01-5021 (adult)

Model 01-5022 (large adult)




**INSTRUCTION MANUAL • ENGLISH & ESPAÑOL**


**STOP!**  
**PLEASE ENSURE YOU HAVE ALL OF THE FOLLOWING**  
**COMPONENTS BEFORE USING YOUR DIGITAL**  
**BLOOD PRESSURE MONITOR**



Digital Monitor




Adult Arm Cuff  
or Large Adult Arm  
Cuff



4 AA Batteries



Canvas Storage Bag



Instruction Manual  
Quick Start Guide  
Blood Pressure Reading Tracking Log  
FAQ Information Sheet  
Replacement Parts Order Form

**IF YOU ARE MISSING ANY PARTS, INCLUDING INSERTS OR  
INSTRUCTION MANUALS, DO NOT RETURN TO PLACE OF  
PURCHASE. CONTACT CUSTOMER CARE AT 866-326-1313.**

---

# INDEX

---

Introduction .....	4
Digital Blood Pressure Monitor Features .....	5
Getting Started.....	6
Battery Installation / AC Power .....	7
Setting Date and Time.....	8
Applying Your Blood Pressure Cuff.....	9-10
Taking Your Blood Pressure Reading .....	11-12
Interpreting your Results.....	13
Memory Functions .....	14-15
Care and Maintenance .....	15
Display Symbols.....	16
Troubleshooting .....	16
FCC Statement.....	17
Specifications .....	18
Warranty .....	19
Instrucciones en Español.....	21-40

---

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**  
**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**



Distributed by  
Veridian Healthcare  
1465 S. Lakeside Drive  
Waukegan, IL 60085  
[www.veridianhealthcare.com](http://www.veridianhealthcare.com)

Made in China

#93-1045 04/10  
©2010 Veridian Healthcare, LLC

---

# INTRODUCTION

---

Veridian Healthcare recommends that you first seek the advice and recommendation of your physician or healthcare professional when using home diagnostic devices, including blood pressure monitors.


Automatic digital blood pressure monitors use the oscillometric method to electronically measure your blood pressure. The monitor detects your blood's movement through the artery in your arm and converts the movements into a digital reading. The oscillometric method does not require a stethoscope, making the monitor ideal for home use.

Blood pressure readings determined with this device are equivalent to measurements obtained by a trained healthcare professional using the cuff/stethoscope auscultation method, within the limits prescribed by the American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers.

Thank you for purchasing a Veridian Healthcare Automatic Digital Blood Pressure Monitor. With proper care and use, your monitor will provide you with many years of reliable readings.

**PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL  
COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT.**

# BLOOD PRESSURE MONITOR FEATURES



**DETAILS OF THE DISPLAY AND INTERPRETATION OF THE SYMBOLS ARE INCLUDED THROUGHOUT THIS MANUAL.**

---

# GETTING STARTED


---

## Before Taking a Measurement

1. Your readings should only be interpreted by your physician or healthcare professional with access to your individual medical history. Regular use of a home blood pressure monitor will allow you to track and record your readings for discussion with your physician.
2. Conduct your measurement in a quiet place while seated in a relaxed position. Rest for 15 minutes before taking your reading. If an error occurs or you desire to take a second reading, allow 15 minutes between readings for your blood vessels to return to normal.
3. Avoid smoking, eating, taking medication, alcohol, physical activity or any other stressful activity for 30 minutes prior to taking a reading.
4. Always remove any jewelry or constrictive clothing that may interfere with the cuff placement.
5. Keep yourself and the monitor still during measuring; do not talk during the reading.
6. It is recommended that you take your readings at the same time each day to better monitor any indications in your results.
7. Record your daily measurement on the included chart or some other written document to share with your physician.

# BATTERY INSTALLATION / AC POWER

## This unit comes complete with 4 AA batteries.

It is necessary to replace the batteries when the Low Battery symbol appears on the display or when the display does not turn on after the POWER button is pressed. 

### Replacing Battery, Fig. 1

1. Press down and lift the cover.
2. Insert or replace 4 AA batteries into the battery compartment, ensuring to match the indicated polarity symbols. Always use new batteries.
3. Replace the battery cover.
4. It is recommended to remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time.




Fig. 1

### AC Power Adapter

An AC adapter is available separately for battery-free operation. The AC adapter plugs into the right side of the unit, Fig. 2.

Please remember to practice common sense electrical safety precautions while using the adapter.

To order an AC adapter, please see the enclosed order form.






Fig. 2

AC Adapter Output: 6V DC 600mA

# SETTING DATE/TIME

**IT IS NECESSARY TO SET THE DATE AND TIME FOR THE MONITOR EVERY TIME BATTERIES ARE INITIALLY INSTALLED OR REPLACED.**

**DATE AND TIME WILL DEFAULT TO FACTORY SETTINGS, 12:00 A.M. 1M 1D, IF YOU DO NOT CHOOSE TO SET THE CORRECT INFORMATION.**

1. When the unit is off, press and release both the  and M button at the same time. The month will begin to flash, Fig. 1.
2. Press the M button to change until the desired number appears. To scroll through the numbers quicker, hold down the M button as the numbers advance.
3. Press the  button to confirm the month entry.
4. Next, the date will blink. Repeat steps 2 and 3 to set the date, then hours, then minutes. This unit does not track the year.
5. After setting the minutes, the unit will automatically exit out of the date/time setting mode.




Fig. 1

When the monitor is off, the date and time will still appear at the top of the screen.

Time is displayed in 24hr Military Time. This chart explains the time conversion.

## MILITARY TIME = REGULAR TIME

1:00 = 1am	7:00 = 7am	13:00 = 1pm	19:00 = 7pm
2:00 = 2am	8:00 = 8am	14:00 = 2pm	20:00 = 8pm
3:00 = 3am	9:00 = 9am	15:00 = 3pm	21:00 = 9pm
4:00 = 4am	10:00 = 10am	16:00 = 4pm	22:00 = 10pm
5:00 = 5am	11:00 = 11am	17:00 = 5pm	23:00 = 11pm
6:00 = 6am	12:00 = 12pm	18:00 = 6pm	24:00 = 12am



# APPLYING YOUR BLOOD PRESSURE CUFF

**PROPER CUFF FIT AND PLACEMENT IS CRITICAL IN OBTAINING ACCURATE BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND CONSIDER CONSULTING WITH YOUR PHYSICIAN FOR FURTHER DIRECTION.**

Before applying your blood pressure cuff, be sure you have selected the appropriate size cuff.

To determine the proper cuff size, measure the circumference of your left upper arm at the point midway between inside bend of your elbow and your shoulder, Fig 1.

**Adult Cuff** fits arm circumference 11-3/4" - 16-1/2" (30-42 cm)

**Large Adult Cuff** fits arm circumference 16-1/2" - 18-7/8" (42-48 cm)




Fig. 1

Additional cuff sizes are available for order on the enclosed order form.

If for any reason you are unable to or should not use your left arm, please modify the instructions for cuff application to your right arm. Your physician can help you identify which arm is best for you to take measurements from.

1. The cuff should not be plugged into the monitor until after the cuff is applied to your arm.
2. Remove any constrictive clothing or jewelry that may interfere with cuff placement.
3. Be seated at a table or desk with your feet flat on the floor.
4. Position the cuff on a solid surface with the tubing facing up and away from you. The metal ring/bar on the cuff should be to the left of the tubing.

## APPLYING YOUR BLOOD PRESSURE CUFF

5. Open the cuff by pulling or rolling the bottom of the cuff to the right, Fig 2. This should open the cuff without fully unrolling it, creating a cylinder. Do not extend the cuff beyond the metal bar.
6. Insert your left arm into the created cuff cylinder. Position the index mark  $\Phi$  over the main artery on the inside of your arm, Fig 3, 4.
7. The bottom edge of the cuff should be positioned approximately one inch above the elbow joint, Fig 5.
8. The cuff should fit comfortably, yet snugly around your arm. You should be able to insert one finger easily between your arm and the cuff.

The cuff size is suitable for use when the vertical index mark  $\Phi$  is within the horizontal OK range. A different size cuff is needed if the 'index' mark is outside the OK range.

If you are not comfortable with applying your cuff, please seek the assistance of another member of your household or work with your physician to practice the cuff application. Incorrectly applied cuffs may result in inaccurate readings.



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

# TAKING YOUR BLOOD PRESSURE READING

Please read the preceding portions of this manual prior to taking your first reading.

Reminder, it is important to avoid smoking, eating, taking medication, alcohol consumption or physical activity 30 minutes prior to taking a reading.





Fig. 1

1. Position the monitor on a flat, stable surface with the digital display in view.
2. Insert the cuff tubing connector into the port on the left side of your monitor, Fig 1.
3. Rest your elbow on a solid surface with your palm facing upward. Elevate your arm so that the cuff is at the same level as your heart, Fig 2. Relax your left hand.
4. Press the  (POWER) button to turn the unit on; the unit will run a self-test, Fig 3.
5. The unit will briefly display the last reading value for that memory bank. If there is no previous measurement, the unit will display '0' for all of the reading values, Fig 4.
6. The cuff will automatically inflate to approximately 190mmHg or 40 mmHg higher than the last systolic pressure reading store in memory.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

# TAKING YOUR BLOOD PRESSURE READING

**YOU CAN STOP THE INFLATION OR DEFLATION PROCESS AT ANY TIME BY PRESSING THE POWER BUTTON.**

- When the inflation has reached optimum level, the display will begin to show the decreasing pressure while you feel the pressure of the cuff decrease.
- Your blood pressure measurement and pulse will display simultaneously on the screen, Fig 5. Both the systolic and diastolic readings will display at the same time.
- The Hypertension Indicator will indicate your reading range in the left side of the display, Fig 6. See page 14 for a chart interpreting the Hypertension Indicator results.
- If an irregular heartbeat was detected during the reading, the Irregular Heartbeat Detector will appear on the display, Fig 7. See page 14 for more information on the Irregular Heartbeat Detector feature.
- The reading will automatically be stored in memory, up to 60 readings.
- Select **⏻**(POWER) to turn the unit off and conserve energy and battery life. The unit will automatically shut-off and revert to time/date mode after approximately 1 minute.
- Disconnect the cuff and tubing from the monitor prior to storing.




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

# INTERPRETING YOUR RESULTS

## Irregular Heartbeat Detection


Your digital blood pressure monitor features an Irregular Heartbeat Detector. This feature allows users to accurately monitor blood pressure even if an irregular heartbeat should occur. When an irregular heartbeat is detected, the IHB icon will appear on the display.

Please consult with your physician or trained healthcare professional for further information regarding an irregular heartbeat and if this symbol appears frequently.

## Hypertension Indicator

This unit features our unique Hypertension Indicator. The World Health Organization has established globally accepted standards for the assessment of high or low blood pressure readings. The below chart should be considered only as a guideline, always consult with your physician or health care professional to interpret your individual results.

The Hypertension Indicator, located on the left side of the display, will identify your reading within a range in accordance with the guidelines set by the World Health Organization (WHO).



The Hypertension Indicator is located on the left side of the display

**Stage 3 Hypertension**  
(red bar)  
Systolic pressure:  $\geq 180$  mmHg  
or  
Diastolic pressure:  $\geq 110$  mmHg

**Stage 2 Hypertension**  
(orange bar)  
Systolic pressure:  $\geq 160$ -179 mmHg  
or  
Diastolic pressure:  $\geq 100$ -109 mmHg

**Stage 1 Hypertension**  
(yellow bar)  
Systolic pressure:  $\geq 140$ -159 mmHg  
or  
Diastolic pressure:  $\geq 90$ -99 mmHg

**High Normal**  
(green bar)  
Systolic pressure:  $\geq 130$ -139 mmHg  
or  
Diastolic pressure:  $\geq 85$ -89 mmHg

**Normal**  
(green bar)  
Systolic pressure:  $\geq 120$ -129 mmHg  
or  
Diastolic pressure:  $\geq 80$ -84 mmHg

**Optimal**  
(green bar)  
Systolic pressure:  $< 120$  mmHg  
or  
Diastolic pressure:  $< 80$  mmHg

# MEMORY FUNCTION

## Recalling Measurements in Memory

You can recall up to 60 total measurements in memory. These measurements can be shared with your physician or trained healthcare professional.

1. Press and release the M (MEMORY) button. The unit will show how many measurements are stored within the bank, Fig 1.
2. Press the M (MEMORY) button again to scroll through the saved measurements. Measurements will appear on the display from oldest to most current. All results for a given measurement will display, including measurement results, pulse rate, Hypertension Indicator icon and Irregular Heartbeat alert (if applicable), Fig 2. After you've scrolled through all the readings, the unit will automatically turn off.
3. When the number of readings exceeds 60, the oldest data will be replaced with the new record.




Fig. 1




Fig. 2

---

## MEMORY FUNCTION

---

### Clearing Measurements from Memory

1. Press and release the M (MEMORY) button. The unit will display how many measurements are stored within the bank.
2. Press and hold down the M (MEMORY) button until two horizontal lines flash, Fig. 3. This indicates that all measurements have been erased.




Fig. 3








---

## CARE & MAINTENANCE OF MONITOR

---

- Disconnect the cuff and tubing from the monitor prior to storing.
- Do not use any liquids on the monitor or cuff.
- Use a soft, dry cloth to clean your monitor.
- Do not store in direct sunlight, dust or excessive humidity.
- Avoid extreme temperatures.
- Do not disassemble the monitor or cuff.

# DISPLAY SYMBOLS

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Low battery		An irregular heartbeat was detected during measurement
	Pulse rate per minute		The cuff is not properly wrapped or has too much air left in it. The arrow will cease flashing when the unit is ready for measurement
	An error has occurred during measurement		A measurement error has occurred and the measurement should be attempted again.
	Reading on display is a reading from a memory bank		

# TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Display shows an abnormal result	Cuff position was not correct or was not tight enough	Apply the cuff properly and attempt a new measurement
	Body posture was not correct during measurement	Review the 'Taking a Measurement' portion of this manual and attempt a new measurement
	Speaking, excessive movement, anger, excited or nervous anxiety during measurement	Wait a period of time and attempt a new measurement after calm has returned; do not speak or move during measurement
Display is blank when power is on	Batteries may be expired or installed improperly	Check the polarity of the batteries and reinstall if necessary; replace batteries with new batteries



---

# FCC STATEMENT

---

## **NOTE:**

### POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for Canada only)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# PRODUCT SPECIFICATIONS

---

<b>NAME</b>	Automatic Premium Digital Blood Pressure Arm Monitor
<b>MODEL NUMBER</b>	01-5021 (adult); 01-5022 (large adult)
<b>DISPLAY SYSTEM</b>	Digital display/LCD
<b>MEASUREMENT METHOD</b>	Oscillometric
<b>POWER SOURCE</b>	4 "AA" batteries
<b>MEASURING RANGE</b>	Pressure: 0-300 mmHg; Pulse: 30-180 beats/minute
<b>ACCURACY</b>	Pressure: $\pm 3$ mmHg; Pulse: $\pm 5\%$ of reading
<b>INFLATION</b>	Pump Drive
<b>DEFLATION</b>	Automatic Pressure Release Valve
<b>MEMORY</b>	Built-in memory enabling display of up to 60 measurements
<b>AUTOMATIC SHUT-OFF</b>	Approximately 1 minute after last button operation
<b>OPERATION ENVIRONMENT</b>	Temperature 41°F – 104°F (5°C – 40°C); Humidity < 80%
<b>STORAGE ENVIRONMENT</b>	Temperature -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); Humidity < 95%
<b>MONITOR DIMENSIONS</b>	4-1/8" x 6" x 1-3/4"
<b>WEIGHT</b>	12.7 oz. (without batteries)
<b>CUFF ARM CIRCUMFERENCE</b>	Adult size cuff fits arm circumference: 11-3/4" - 16-1/2" (30-42 cm) Large adult size cuff fits arm circumference: 16-1/4" - 18-7/8" (42-48 cm)
<b>ACCESSORIES</b>	Cuff, detailed guidebook, quick start guide, blood pressure log, four "AA" batteries, storage case
<b>OPTIONS (AVAILABLE SEPARATELY)</b>	Small adult size cuff fits arm circumference: 8-5/8" - 11-3/4" (22-30 cm), AC Adapter

***Specifications are subject to change without notice***

---

# LIFETIME LIMITED WARRANTY

---

Congratulations on your purchase of a Veridian Digital Blood Pressure Monitor. Your Digital Blood Pressure Monitor is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

Veridian Healthcare warrants that its Digital Blood Pressure Monitor will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for as long as the original purchaser owns the product.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Digital Blood Pressure Monitor for commercial purposes or subjecting the Digital Blood Pressure Monitor to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Veridian, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Digital Blood Pressure Monitor.

If the Digital Blood Pressure Monitor fails to conform to this limited warranty, return the Digital Blood Pressure Monitor postage prepaid along with \$5.00 for return shipping, handling and insurance to: Veridian Healthcare, Attn: Repair Department, 1465 S. Lakeside Drive, Waukegan, IL, 60085. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, Veridian Healthcare will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL VERIDIAN HEALTHCARE BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.


**Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.**



# ***Automático Digital de Lujo Para la Presión Arterial Monitor***


Modelo 01-5021 (adulto)

Modelo 01-5022 (adulto grande)




**MANUAL DE INSTRUCCIONES • ESPAÑOL**


**¡ALTO!**  
**ASEGÚRESE DE TENER LA TOTALIDAD DE LOS**  
**SIGUIENTES COMPONENTES ANTES DE USAR SU**  
**MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL**



Monitor Digital




El Brazalete para  
Adultos o Adultos  
Grandes



4 Baterías Tipo AA



Estuche



Manual Detallado  
Guía de Referencia Rápida  
Registro de Presión Arterial  
Preguntas con Frecuencia Hechas  
Forma de Orden

**SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS, INCLUIDOS LOS INSERTOS  
O LOS MANUALES DE INSTRUCCIONES, NO HAGA LA DEVOLUCIÓN  
EN EL LUGAR DONDE EFECTUÓ LA COMPRA. COMUNÍQUESE CON  
ATENCIÓN AL CLIENTE AL TELÉFONO 866-326-1313.**

---

# CONTENIDO

---

Introducción .....	24
Funciones del monitor digital de presión arterial .....	25
Cómo comenzar .....	26
Colocación de las baterías /alimentación de c.a.....	27
Ajuste de fecha y hora .....	28
Colocación del brazalete de medición de presión arterial.....	29-30
Toma de lecturas de presión arterial .....	31-32
Interpretación de lecturas de presión arterial.....	33
Función de memoria .....	34-35
Cuidado y mantenimiento .....	35
Símbolos del visor .....	36
Solución de problemas .....	36
Declaración de la FCC.....	37
Especificaciones del producto .....	38
Garantía .....	39

---

**Línea de ayuda gratuita de asistencia al cliente: 1-866-326-1313**  
**De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 (hora central del Este)**



Distributed by  
Veridian Healthcare  
1465 S. Lakeside Drive  
Waukegan, IL 60085  
[www.veridianhealthcare.com](http://www.veridianhealthcare.com)

Made in China

#93-1045 04/10

©2010 Veridian Healthcare, LLC

---

# INTRODUCCIÓN

---

Veridian Healthcare le recomienda procurar primero el asesoramiento y las recomendaciones de su médico o profesional de cuidados médicos cuando utilice dispositivos de diagnóstico en el hogar, incluidos monitores de presión arterial.


Los monitores automáticos digitales de presión arterial emplean el método oscilométrico para medir la presión arterial electrónicamente. El monitor detecta el movimiento de la sangre por la arteria de su brazo y convierte dichos movimientos en una lectura digital. El método oscilométrico no requiere de un estetoscopio; con lo cual, el equipo resulta ideal para uso doméstico

Las lecturas de la presión arterial determinadas con este dispositivo son equivalentes a las mediciones obtenidas por un profesional de cuidados médicos capacitado mediante el método de auscultación con brazaletes/estetoscopio, dentro de los límites prescritos por la norma nacional estadounidense para esfigmomanómetros electrónicos o automatizados (American National Standard for Electronic or automated Sphygmomanometers).

Muchas gracias por adquirir un monitor automático digital de presión arterial de Veridian Healthcare. Con el cuidado y uso adecuados, el monitor le brindará muchos años de lecturas confiables.

**SÍRVASE LEER TODA ESTA GUÍA ANTES DE OPERAR LA UNIDAD.**

# FUNCIONES DEL MONITOR DIGITAL



**LOS DETALLES DEL VISOR Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS ESTÁN INCLUIDOS EN ESTE MANUAL.**



---

# CÓMO COMENZAR


---

## Antes de tomarse la presión

1. Sus lecturas sólo deben ser interpretadas por su médico o profesional de cuidados médicos con acceso a su historia clínica individual. El uso periódico de un monitor en el hogar le permitirá rastrear y registrar sus lecturas para comentarlas con su médico.
2. Tómese la presión en un lugar tranquilo y sentado en una posición relajada. Descanse durante 15 minutos antes de tomarse la presión. Si se produce un error o si desea tomar una segunda lectura, deje transcurrir 15 minutos entre lecturas para que sus vasos sanguíneos se normalicen.
3. Evite fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol, hacer actividad física o cualquier otra actividad estresante 30 minutos antes de tomarse la presión.
4. Quítese siempre las joyas o indumentaria apretada que pudiere interferir en la colocación del brazalete.
5. Manténgase quieto usted y el monitor durante la medición; no hable durante la lectura.
6. Se recomienda tomarse la presión a la misma hora todos los días para controlar mejor las indicaciones en sus resultados.
7. Registre su medición diaria en la planilla que se incluye o en algún otro documento escrito para compartirla con su médico.

# COLOCACIÓN DE LA BATERÍA / ALIMENTACIÓN DE C.A.

## Esta unidad viene completa con 4 baterías tipo AA.

Será necesario cambiar las baterías cuando se presente el símbolo de Batería Baja en el visor, o cuando no se encienda el visor después de haber pulsado el botón de encendido (POWER). 

### Reemplazo de la Batería, Fig. 1

1. Presione hacia abajo para levantar la tapa
2. Inserte o cambie 4 baterías tipo AA en el compartimento de baterías; asegúrese de que coincidan los símbolos de polaridad indicados. Use siempre baterías nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa.
4. Se recomienda quitar las baterías si la unidad no se va a usar por un período de tiempo prolongado.




Fig. 1

### Adaptador de alimentación de c.a.

Hay un adaptador de c.a. disponible por separado, para funcionamiento sin baterías. El adaptador de c.a. se enchufa en el costado de la unidad, según se indica en la Fig. 2.

Recuerde tomar precauciones de seguridad eléctrica guiadas por el sentido común mientras use el adaptador.

Para efectuar el pedido de un adaptador de c.a., vea el formulario de pedido que se adjunta.




Fig. 2

Adaptador de c.a. Salida: 6V de c.a., 600mA

# AJUSTE DE FECHA Y HORA

**ES NECESARIO AJUSTAR LA FECHA Y HORA DEL MONITOR CUANDO SE COLOCAN LAS BATERÍAS POR PRIMERA VEZ O CADA VEZ QUE SE LAS REEMPLAZA.**

**SI USTED NO ELIJE AJUSTAR LA INFORMACIÓN CORRECTA, LA FECHA Y LA HORA INDICADA SERÁ LA DETERMINADA POR DEFECTO POR EL FABRICANTE: 12:00 A.M. 1M 1D.**

1. Con la unidad apagada, pulse y libere simultáneamente los botones de y de M. Comenzará a parpadear el mes, Fig. 1.
2. Pulse el botón de M para cambiar el número hasta que se visualice el número deseado. Si desea que los números pasen más rápido, mantenga pulsado el botón de M mientras avanzan los números.
3. Pulse el botón de para confirmar el ingreso del mes.
4. A continuación, parpadeará la fecha. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la fecha; después las horas, luego los minutos.
5. Una vez ajustados los minutos, la unidad saldrá automáticamente del modo de ajuste de fecha/hora.




Fig. 1

Aunque el monitor esté apagado, seguirán visualizándose la fecha y la hora en la parte superior de la pantalla.

*La hora se presenta en formato militar de 24 horas. Esta planilla explica la conversión de la hora.*

## **HORA FORMATO MILITAR = HORA FORMATO ESTÁNDAR**

1:00 = 1am	7:00 = 7am	13:00 = 1pm	19:00 = 7pm
2:00 = 2am	8:00 = 8am	14:00 = 2pm	20:00 = 8pm
3:00 = 3am	9:00 = 9am	15:00 = 3pm	21:00 = 9pm
4:00 = 4am	10:00 = 10am	16:00 = 4pm	22:00 = 10pm
5:00 = 5am	11:00 = 11am	17:00 = 5pm	23:00 = 11pm
6:00 = 6am	12:00 = 12pm	18:00 = 6pm	24:00 = 12am

# COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

**ES MUY IMPORTANTE EL AJUSTE Y LA COLOCACIÓN ADECUADA DEL BRAZALETE PARA OBTENER MEDICIONES PRECISAS DE LA PRESIÓN ARTERIAL. LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INDICACIONES Y CONSULTE CON SU MÉDICO PARA MÁS INSTRUCCIONES.**

Antes de colocarse el brazalete de presión arterial, asegúrese de haber seleccionado el tamaño de brazalete adecuado:

Para determinar el tamaño correcto, mida la circunferencia de su brazo superior izquierdo en la curva situado a mitad del camino del interior del punto en medio de su codo y de su hombro, Fig 1.

**El brazalete para adultos** se adapta a una circunferencia de brazo de entre 11-3/4" y 16-1/2" (de 30 a 42 cm)

**El brazalete para adultos grandes** se adapta a una circunferencia de brazo de entre 16-1/2" y 18-7/8" (de 42 a 48 cm)

*Hay disponibles otros brazaletes para efectuar el pedido en el formulario de pedido que se adjunta.*

Si, por cualquier motivo, usted no puede o no debe usar su brazo izquierdo, modifique las instrucciones para la colocación del brazalete en el brazo derecho. Su médico puede ayudarlo a identificar el brazo que le resulte mejor para tomarse la presión.

1. No debe enchufar el brazalete al monitor mientras no esté colocado en el brazo.
2. Quítese cualquier indumentaria apretada o joya que pudiere interferir en la colocación del brazalete.
3. Permanezca sentado a una mesa o escritorio, con los pies planos sobre el suelo.




Fig. 1

## COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

- Coloque el brazalete sobre una superficie sólida, con los tubos hacia arriba y lejos de usted. El aro/barra de metal del brazalete debe quedar a la izquierda de los tubos.
- Abra el brazalete tirando o desenrollando la parte inferior del brazalete hacia la derecha, Fig. 2, para que se abra el brazalete sin tener que desenrollarlo totalmente, creando un cilindro. No extienda el brazalete más allá de la barra de metal.
- Inserte el brazo izquierdo en el cilindro creado por el brazalete. Posicione la marca  $\Phi$  sobre la arteria principal, del lado interno del brazo, Fig. 3,4.
- El borde inferior del brazalete debe quedar posicionado aproximadamente a una pulgada sobre la articulación del codo, Fig. 5.
- El brazalete debe sentirse cómodo, aunque bien ajustado, alrededor del brazo. Se debe poder insertar fácilmente un dedo entre el brazo y el brazalete.



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

El tamaño del brazalete es adecuado para uso cuando la marca vertical de "índice"  $\Phi$  se encuentra dentro del rango horizontal aceptable. Se necesitará un tamaño diferente de brazalete cuando la marca de "índice" quede fuera del rango aceptable.

Si no se siente cómodo al colocarse el brazalete, procure la ayuda de otro integrante de la familia o practique la colocación del brazalete con su médico. La colocación incorrecta del brazalete dará como resultado lecturas inexactas.




Fig. 5

# TOMA DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL

Lea las partes precedentes de este manual antes de tomarse la presión arterial por primera vez.

Recuerde: es importante evitar fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol o realizar actividad física 30 minutos antes de tomarse la presión.




Fig. 1

1. Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable, con el visor digital a la vista.
2. Inserte el conector de tubos del brazalete en el puerto que se encuentra del lado izquierdo del monitor, Fig. 1.
3. Su codo debe descansar en una superficie sólida, con la palma de la mano hacia arriba. Eleve el brazo, de manera tal que el brazalete y su corazón se encuentren alineados, Fig. 2. Deje su mano izquierda relajada.




Fig. 2

4. Pulse el botón de encendido  $\text{⏻}$  (POWER) para encender la unidad, que ejecutará una prueba automática, Fig. 3.
5. La unidad visualizará brevemente el último valor de lectura de ese banco de memoria. Si no hay una medición anterior, en el visor se presentará '0' para todos los valores de lectura.
6. El brazalete se inflará automáticamente hasta alcanzar aproximadamente 190mmHg o 40 mmHg más que la última lectura de presión sistólica almacenada en la memoria.




Fig. 3




Fig. 4

# TOMA DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL

7. Cuando el proceso de inflado haya alcanzado su óptimo nivel, el visor comenzará a mostrar la presión disminuyendo y usted sentirá cómo disminuye la presión en el brazalete.

**PARA INTERRUMPIR EL PROCESO DE INFLADO O DESINFLADO EN CUALQUIER MOMENTO, PRESIONE EL BOTÓN POWER.**

8. La medición de presión arterial y pulso se presentarán simultáneamente en la pantalla, Fig. 5. Se visualizarán al mismo tiempo las lecturas de presión sistólica y diastólica.
9. El indicador de hipertensión mostrará el rango de lecturas en el sector izquierdo del visor, Fig. 6. Para una planilla de interpretación de los resultados del indicador de hipertensión, consulte la página 30.
10. Si se detectó un latido irregular durante la lectura, en el visor se presentará el detector de latidos irregulares, Fig. 7. Para más información acerca de la función del indicador del detector de latidos irregulares, consulte la página 30.
11. La lectura se almacenará automáticamente en la memoria, hasta un máximo de 60 lecturas.
12. Seleccione  $\text{⏻}$  (POWER) para apagar la unidad y ahorrar energía y la vida útil de las baterías. La unidad se apagará automáticamente y volverá al modo de fecha/hora después de aproximadamente 1 minuto.
13. Desconecte el brazalete y los tubos del monitor antes de guardarlo.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

# COMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS

## Detector de latidos irregulares


El monitor digital de presión arterial cuenta con detector de latidos irregulares. Esta función permite a los usuarios controlar la presión arterial en forma precisa, aun cuando tenga lugar un latido irregular. Cuando se detecte un latido irregular, en el visor se presentará el ícono IHB.

Consulte con su médico o con un profesional de cuidados médicos capacitado para más información acerca de los latidos irregulares y si el símbolo correspondiente se presenta con frecuencia.

## Indicador de hipertensión

Esta unidad posee nuestro indicador de hipertensión único. La Organización Mundial de la Salud ha establecido normas aceptadas mundialmente para la evaluación de lecturas de presión arterial alta y baja. La siguiente planilla debe ser considerada sólo como una guía; consulte siempre con su médico o profesional de cuidados médicos en relación con la interpretación de sus resultados individuales.

El indicador de hipertensión, localizado en el sector izquierdo del visor, identificará su lectura dentro de un rango, de conformidad con las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El indicador de hipertensión es localizado en el sector izquierdo del visor

### Grado 3 de Hipertensión

Presión arterial sistólica:  
≥ 180 mmHg  
or  
Presión arterial diastólica:  
≥ 110 mmHg

### Grado 2 de Hipertensión

Presión arterial sistólica:  
≥ 160-179 mmHg  
or  
Presión arterial diastólica:  
≥ 100-109 mmHg

### Grado 1 de Hipertensión

Presión arterial sistólica:  
≥ 140-159 mmHg  
or  
Presión arterial diastólica:  
≥ 90-99 mmHg

### Alta Normal

Presión arterial sistólica:  
≥ 130-139 mmHg  
or  
Presión arterial diastólica:  
≥ 85-89 mmHg

### Normal

Presión arterial sistólica:  
≥ 120-129 mmHg  
or  
Presión arterial diastólica:  
≥ 80-84 mmHg

### Óptima

Presión arterial sistólica:  
< 120 mmHg  
or  
Presión arterial diastólica:  
< 80 mmHg



# FUNCIÓN DE MEMORIA

## Memorización de mediciones en la memoria

Puede memorizar hasta un total de 60 mediciones en la memoria. Estas mediciones las puede compartir con su médico o profesional capacitado para el cuidado de la salud.

1. Pulse y libere el botón de memoria, M. La unidad demostrará cuántas medidas se almacenan dentro del banco, seguido por el último resultado, Fig. 1.
2. Pulse nuevamente el botón de memoria, M, para desplazarse por las mediciones que están almacenadas. Las medidas aparecerán en la exhibición de la más viejo a la más actual. Todos los resultados para una medida dada exhibirán, incluyendo los resultados de la medida, el pulso, el icono y la alarma irregular del latido del corazón (si fuera aplicable), Fig 2. del indicador de la hipertensión. Después de que usted haya enrollado a través de todas las lecturas, la unidad apagará automáticamente.
3. Cuando el número de lecturas excede las 60, las más antiguas serán reemplazadas por el nuevo registro.



Fig. 1




Fig. 2

---

# FUNCIÓN DE MEMORIA

---

## Borrado de mediciones de la memoria

1. Pulse y libere el botón de memoria, M. La unidad mostrará la cantidad de mediciones almacenadas en el banco.
2. Pulse y libere el botón de memoria, M, hasta que brillen dos líneas horizontales, Fig 3. Esto indica que se han borrado todas las mediciones.




Fig. 3








---

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MONITOR

---

- Desconecte el brazalete y los tubos del monitor antes de guardar el equipo.
- No use líquidos para limpiar el monitor ni el brazalete.
- Utilice un paño suave y seco para la limpieza del monitor.
- No guarde el equipo en lugares que reciban la luz directa del sol, con polvo o con humedad excesiva.
- Evite las temperaturas extremas.
- No desarme ni el monitor ni el brazalete

# SÍMBOLOS VISUALIZADOS

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Low Se presenta cuando es necesario cambiar las baterías.		Se presenta cuando se detecta un latido irregular durante la medición
	Muestra los pulsos por minuto		Se presenta cuando se detecta un latido irregular durante la medición. Se presenta cuando se produjo un error en la medición. Reinicie la medición.
	Tiene lugar cuando se produjo un error durante la medición		Se presenta cuando el brazalete está inestable o tiene demasiado aire. Cuando la flecha deje de parpadear, la unidad estará lista para tomar una medición
	Se presenta para recordar una medición de la memoria		

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
El monitor muestra una medición anormal	La posición del brazalete no era correcta o no estaba lo suficientemente ajustado	Coloque correctamente el brazalete e intente una nueva medición
	La postura del cuerpo durante la medición no era la correcta	Revise la parte para 'Tomar una medición' de este manual e intente nuevamente
	Hablar, movimiento excesivo, enojo, excitación o ansiedad nerviosa durante la medición	Esperar un tiempo e intente una nueva medición luego de recuperar la calma; no hable ni se mueva durante la medición
El visor está en blanco cuando se enciende el equipo	Las baterías pueden estar agotadas o colocadas de manera incorrecta	Verifique la polaridad de las baterías y si es necesario, vuévalas a colocar; reemplace las baterías por unas nuevas

---

# DECLARACIÓN DE LA FCC

---

## **NOTA:**

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)

POTENCIAL DE INTERFERENCIA PARA RADIO/TELEVISIÓN (sólo para EE.UU.)

Este producto ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las disposiciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones).

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina de una instalación residencial. El producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una interferencia dañina para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si el producto ocasiona interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el producto, se exhorta al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

POTENCIAL DE INTERFERENCIA PARA RADIO/TELEVISIÓN (sólo para Canadá)

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para emisiones de ruido de radio para un aparato digital, como se estipula en la norma sobre equipos causantes de interferencia titulada "Aparato digital", ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le materiel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

---

<b>NOMBRE</b>	Monitor automático digital de lujo para la presión arterial
<b>NÚMERO DE MODELO</b>	01-5021 (adulto), 01-5022 (adulto grande)
<b>SISTEMA DE VISUALIZACIÓN</b>	Visor digital/visor de cristal líquido
<b>MÉTODO DE MEDICIÓN</b>	Oscilométrico
<b>FUENTE DE ENERGÍA</b>	4 baterías tipo AA
<b>RANGO DE MEDICIÓN</b>	Presión: de 0 a 300 mmHg; Pulso: de 30 a 180 pulsos por minuto
<b>PRECISIÓN</b>	Presión: $\pm 3$ mmHg; Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura
<b>INFLADO</b>	Accionamiento por bomba
<b>DESINFLADO</b>	Válvula automática de alivio de presión
<b>MEMORIA</b>	Memoria incorporada que permite la visualización de un máximo de 60 mediciones
<b>CIERRE AUTOMÁTICO</b>	Aproximadamente 1 minuto después de la última vez que se accionó un botón
<b>ENTORNO OPERATIVO</b>	Temperatura 41°F – 104°F (5°C – 40°C); Humedad < 80%
<b>ENTORNO DE ALMACENAMIENTO</b>	Temperatura -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); Humedad < 95%
<b>DIMENSIONES DEL MONITOR</b>	4-1/8" x 6" x 1-3/4"
<b>PESO DEL MONITOR</b>	Peso 12,7 oz. (sin baterías)
<b>RANGO DE CIRCUNFERENCIA DE BRAZO</b>	El brazalete para adultos se adapta a una circunferencia de brazo: 11-3/4" - 16-1/2" (30-42 cm); El brazalete para adultos tamaño grandes se adapta a una circunferencia de brazo: 16-1/4" - 18-7/8" (42-48 cm)
<b>ACCESORIOS</b>	Brazalete, manual detallado, guía de referencia rápida, registro de presión arterial, cuatro baterías tipo "AA", estuche
<b>OPCIONES (SE VENDEN POR SEPARADO)</b>	El brazalete para adultos tamaño pequeño se adapta a la circunferencia de brazo: 8-5/8" - 11-3/4" (22-30 cm), adaptador de c.a.

*Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso*

---

# GARANTÍA DE VIDA ÚTIL LIMITADA

---

Felicitaciones por su compra de un Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital. Su Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

Veridian Healthcare garantiza que su Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por el tiempo que el comprador original sea propietario del producto.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital con propósitos comerciales o someter al Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital a un uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no son culpa de Veridian, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Producto.

Si el Producto no cumple con esta garantía limitada, devuelva el Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital con franqueo prepagado junto con \$5.00 para su envío de regreso, manejo y seguro a: **Veridian Healthcare, Attn: Repair Department, 1465 S. Lakeside Drive, Waukegan, IL, 60085.** Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, Veridian Healthcare reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO VERIDIAN HEALTHCARE SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHAOS DAÑOS.

**Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.**

**PLEASE FILL-IN INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE AND ATTACH YOUR RECEIPT BELOW.**

This information is necessary should you need to contact Customer Care in the future.

**COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA Y ADJUNTE ABAJO SU COMPROBANTE.**

*Esta información es necesaria para el caso que en el futuro usted necesite comunicarse con Atención al Cliente.*

Model / Modelo: **01-5021 (adult), 01-5022 (large adult)**

Name / Nombre: **Automatic Digital Blood Pressure Monitor**

Date Purchased / La Fecha Compró: \_\_\_\_\_

Store Name / Nombre del Almacén: \_\_\_\_\_

Lot No. (located on the bottom of the monitor)/  
Lot No. (localizado en la parte inferior del monitor) \_\_\_\_\_

**ATTACH RECEIPT HERE  
ADJUNTE AQUÍ EL RECIBO**

**REFERENCE PAGE / PÁGINA DE REFERENCIA**